

هر آنچه که
جهت دسترسی مغز استخوان به آن نیاز دارید ...



سیستم بیوپسی و آسپیره مغز استخوان
ARROW OnControl

کد: ۷۰۶۶۴۱-۰۰۰
چاپ اول: زمستان ۱۳۹۴

ایران فارمیس
IRAN PHARMIS

تهران، خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، خیابان صحافزاده، شماره ۲۲.
کد پستی: ۱۵۷۶۹۴۵۱۱۱، تلفن: ۸۳۹۶ (۳۰ خط)، ۸۸۵۱۵۴۸۰-۵، فکس: ۸۸۷۶۰۵۹۴-۵
No. 22, Sahafzadeh St., Aliakbari St., Motahari Ave., Tehran, Iran.
Postal Code: 1576945111, Tel: (+9821) 8396 (30 lines), (+9821) 88515480-5
www.iranpharmis.org

Bone Lesion Biopsies

سهولت در
دسترسی به
توده های استخوانی




دراپور OnControl

OnControl دراپور		
ARROW		
تعداد	شماره کاتالوگ	
1	9401	

کانکتور استریل OnControl


OnControl کانکتور استریل		
ARROW		
تعداد	شماره کاتالوگ	
1	9467-EU-006	

سیستم بیوپسی مغز استخوان OnControl

سیسئ سیستم بیوپسی، 11G			
ARROW			
تعداد	طول (میلیمتر)	شماره کاتالوگ	
1	102	9408-EU-006	
1	152	9411-EU-006	

ست سوزن سیستم بیوپسی، 11G			
ARROW			
تعداد	طول (میلیمتر)	شماره کاتالوگ	
1	102	9407-EU-006	
1	152	9402-EU-006	

سیستم آسپیره مغز استخوان OnControl

ست سوزن سیستم آسپیره، 15G			
ARROW			
تعداد	طول (میلیمتر)	شماره کاتالوگ	
1	25	9425-VC-006	
1	68	9468-VC-006	
1	90	9490-VC-006	

سیستم بیوپسی توده استخوانی OnControl

ست های بیوپسی				
ARROW				
طول بیوپسی (سانتی متر)	طول دسترسی (سانتی متر)	شماره کاتالوگ	گیج سوزن ها	
10	6	9466-EU-001		دسترسی 11ga بیوپسی 13ga
14	10	9464-EU-001		
19	15	9462-EU-001		
14	10	9463-EU-001		دسترسی 10ga بیوپسی 12ga

ایران فارمیس
IRAN PHARMIS

Teleflex®
MEDICAL

Teleflex®
MEDICAL

راحت. برای شما + بیمار شما.



این سیستم با ارائه راه حل های کلیدی، مشکلات مربوط به بیمار و پزشک را برطرف می سازد:

راحتی: عمل انجام شده توسط این سیستم، به منظور سهولت و راحتی هرچه بیشتر بیمار و همچنین پزشک طراحی شده است.

کنترل: این سیستم کنترل فوق العاده ای ایجاد می کند و موفقیت در گرفتن نمونه مورد نظر را به حداکثر می رساند.

موفقیت در عمل: این سیستم جهت داشتن عملی موفقیت آمیز، طراحی و بهینه شده است.

ایمنی: این سیستم با در نظر گرفتن حداکثر ایمنی، امنیت و شرایط استریلیزه طراحی شده است.


بهره وری: با این سیستم، تلاش و زمان مورد نیاز برای انجام عمل به حداقل رسیده و اجازه تمرکز پرسنل روی بیمار، جهت گرفتن خروجی بسیار عالی را می دهد.

سرعت: این سیستم شامل یک درایور مخصوص می باشد که ورود سریع را میسر می سازد.



نمونه گیری دستی
نمونه گیری توسط OnControl

۵۵٪
سریع تر



The New Standard Starts Here




سیستم OnControl در زمینه دسترسی به مغز استخوان، یکی از مهمترین پیشرفت های دهه ها می باشد و سطح جدیدی از تکنولوژی را در عمل بیوپسی و آسیب به مغز استخوان معرفی می نماید. این سیستم، دارای تاییدیه FDA می باشد و برای بیمارانی که عمل های بیوپسی مغز استخوان دردناک و سخت را تجربه نموده اند، راه حل بسیار مناسبی است و زمان، درد و تلاش های مکرر جهت نمونه گیری را به حداقل می رساند.

با سیستم OnControl دیگر جهت گرفتن نمونه، نیازی به ورود سوزن به صورت دستی نیست. این سیستم، تمامی اجزای لازم جهت عمل بیوپسی مغز استخوان را به صورت ایمن و کنترل شده دارا می باشد. سیستم OnControl سطح استاندارد عمل های بیوپسی و آسیب به مغز استخوان را در مراکز سرطان بالا می برد و همچنین آرامش و تجربه بیمار را نیز ارتقاء می بخشد.


زمان و موفقیت عمل، از جمله مواردی است که در دردی که بیمار طی پروسه بیوپسی مغز استخوان متحمل می شود، موثر است. با سیستم OnControl زمان عمل، کوتاه و دقت عمل، بهینه می شود و درد بیمار به حداقل میزان خود می رسد.

سیستم OnControl دارای ست سوزن ویژه و درایور با باتری لیتیومی می باشد که سرعت و ایمنی این سیستم بسیار مورد استقبال بیماران است. این سیستم برای تمامی بیماران از جمله افراد زیر مناسب می باشد:

- بیماران با سابقه تجربه عمل های بیوپسی دردناک و سخت
- بیماران با کورتکس استخوانی سخت
- بیمارانی که در معرض شکستن استخوان لگن و یا دارای پوکی استخوان هستند.



نمونه های بزرگتر همراه با تجربه بهتر برای بیمار



نمونه های بیوپسی مغز استخوان به طول ۱/۷ سانتی متر گرفته شده توسط سیستم OnControl با سوزن 11G

- نمونه های منسجم تر با کیفیت بهتر
- نمونه های حجمی بزرگتر، بلندتر و پهن تر
- ناحیه وسیع تر جهت تشخیص بهتر

